

Sistema Colector de dos Piezas

New Image



- La bolsa está diseñada para ser abierta por el extremo inferior al drenarla.
- Estas bolsas son ideales para colostomías o ileostomías.
- El cierre integrado Lock 'n Roll microseal usa sujetadores plásticos interconectados para crear un cierre seguro en la parte inferior de la bolsa.
- Los paneles ComfortWear de color beige, son suaves y ayudan a brindar comodidad.
- Resistente al olor.

Como emparejar las bolsas y barreras

Bolsa Código	Barrera Código	Color Indicador	Tamaño del aro
18182	14602	●	44 mm
18183	14603	●	57 mm
18184	14604	●	70 mm

- Es parte del sistema colector de dos piezas.
- Es una barrera cutánea de uso extendido que es duradera y ofrece alta resistencia a la erosión.
- La barrera cutánea tiene un aro de ensamble flotante integrado, que permite colocar los dedos debajo del mismo para ayudar a minimizar la presión sobre el abdomen al momento de ensambiar la bolsa al sistema colector.
- Brinda confort y seguridad.
- Es de bajo perfil y altamente flexible.



www.humanycare.com

Ostomía
Express

Atención Gustata al paciente ostomizado

Tel: 2239 1040

Col. Palmira, 800, Plaza Los Angeles, Local #2